

venezia lift

Vorher

Nachher



Venezia i-lift 1, 3 Sitzungen
Lasering USA



Venezia i-lift 2, 1 Sitzung
Lasering Italien



Dr. Abdul Nawabi

Mixto pro

Vorher

Nachher



1 Sitzung, 2 Passes
Dr. Sandra Cardona



1 Sitzung, nach 6 Monaten
Dr. Paul. L. Hester



4 Tage post OP
Dr. F. Pfaller - Frasdorf

Technische Daten SLIM II

- CO₂ Laser
- 10.600 nm Wellenlänge
- Max. 30 Watt Leistung am Gewebe
- Leichtgewichtiger 7-Spiegel-Gelenkarm
- Touchscreen, TFT Bildschirm
- CW, Superpuls, Pulser Modus
- SP Modus von 0,5-12W am Gewebe
- CW Modus von 0,5 -30W am Gewebe
- Fraktioniertes Scannen mit 3 Optiken (180µm, 300µm, Venezia)
- Fraktioniert ablatter Modus MiXto,
fraktioniert non-ablatter Modus Venezia
- Fraktioniert 5-40% Dichte, Z-Algorithmus Technologie
- Totalmodus 100% Dichte
- Scanfläche max. 20x20mm bei 300 Spot,
max. 12x12mm bei 180 Spot,
max. 20x20mm bei Venezia Spot
- Speicher für eigene Daten/Programme
- 40kg, 37cm B x 43cm T x 123 cm H



SLIM II
Evolution Plattform II
mit **venezia lift**



Hybrider CO₂
Laser mit
ablativem und
non-ablativem
Modus

Oder entscheiden Sie sich für unsere günstige Economy Edition – Mixto TFT Slim Evolution.
Mit diesem können Sie sowohl chirurgisch als auch ablativ fraktioniert arbeiten.

Exklusivvertrieb Deutschland und Schweiz:

MG

Laser

MG Laser Schweiz GmbH

Mark-Julius Maier

Industriestrasse 21

9400 Rorschach

www.mglaser.ch

info@mglaser.ch

@mglaser.maier

Tel.: +49 7232 364396, mobil: +49 1702960684



LASERING
Medical Laser


Mixto pro

SLIM III Evolution Plattform

Die MiXto Pro Slim Evolution II CO₂ Laser Plattform bietet sowohl ablative als auch non-ablative fraktionierte Technologie in einem System mit der CO₂ Laser Wellenlänge 10600nm. Sie wählen bis zu vier Programme (späterer Aufbau möglich): Chirurgie, fraktioniert MiXto Pro, non-ablative Venezia Lift, V-Lase vaginal. Somit bietet Ihnen die MiXto Pro Slim Evolution II Plattform zahlreiche Indikationen für fachübergreifende Disziplinen in der Dermatologie, Chirurgie, ästhetischen Medizin, Gynäkologie oder Dental.



Plattform-Menüauswahl SLIM Evo II



Fractionierter Scanner mit patentierter Z-Algorithmus Technologie



Sanfte Skin Rejuvenation mit venezia lift

- Non-ablative Modus der fraktionierten CO₂ Laser Behandlung
- Sanfte Abgabe von Hitze tief in die Haut, um neues Kollagen zu produzieren
- Ohne Krusten und Ausfallzeit
- Erzielt „Glow-Effect“
- Für alle Hauttypen und das ganze Jahr
- Geringe Down-Time nur 2 Tagen Rötungen
- Kurze Sitzungen
- 3 feste Programme, delegierbar
- Neuartige Technologie
- Optimale Ergebnisse

Verschiedene **Indikationen** möglich:
✓ Hautverjüngung
✓ Falten
✓ Narben
✓ Pigmentierungen
✓ Rötungen bei Rosacea
✓ Glow Effect



venezia lift
DIM
POWER 9.5 mJ
SX
REPEAT 1
MiXto Pro

1 I-LIFT
FLUENCE 0.0 (J/cm²)
- +
RETURN ↵

Der einzige wahre
Hybrid CO₂ Laser



CE0051, MD

Kurze
Sitzungen

Non-
ablativ

Geringes
Risiko

bezahlbar

SLIM II
EVOLUTION

mit ablativer und non-ablativer Scannertechnologie



MiXto pro

Ablativ
Mikrosplots auf der Haut



venezia lift

non-ablativ, keine
Mikrosplots, nur Hitze im
Gewebe



Optiken MiXto
300 & 180 Spot



Optiken MiXto
300 & 180 Spot



Optik
Venezia

Scanner mit drei unterschiedlichen Spots zur Behandlung von oberflächlichen bis tiefen Hautveränderungen wie Narben, Falten, Pigmentstörungen und non-ablative Skin Rejuvenation. Somit bietet der Slim II oberflächliche, tiefe und non-ablative Technologie.

