





Schön, Sie kennenzulernen. Wir sind **VYDENCE®** Medical

Seit 1987 sind wir im Markt für Medizinprodukte tätig und entwickeln, gestalten und fertigen Technologien für Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden, die in den anspruchsvollsten Märkten weltweit anerkannt sind.

Mit Standorten in São Paulo und Florida sowie einem exklusiven Vertriebsnetz in Kanada, Europa, dem Nahen Osten und Ozeanien hat sich VYDENCE Medical als globaler Marktführer und Referenz für Laserplattformen etabliert und bietet vielseitige und exklusive Lösungen.

Sich für VYDENCE® zu entscheiden bedeutet, sich für Exzellenz, Innovation und echte Ergebnisse zu entscheiden.



Globales Vertrauen.
Evidenzbasiert.

39+

Jahre im Markt für
Medizinprodukte

4K+

weltweit
verkaufte
Plattformen

1M+

Behandlungen
mit unseren
Technologien
durchgeführt

40+

in mehr als
40 Ländern
vertreten

Wie passt sich unsere Technologie an die Bedürfnisse Ihrer Praxis an?

01

Wählen Sie Ihre Laserplattform

Wählen Sie Ihre Plattform zwischen
ETHEREA-MX® und zwei ZYE®
Laseroptionen (ZYE® ALX oder ZYE® YAG)



Kompatibel mit ZYE® und ETHEREA-MX®



ZYE® Exklusiv



02

Wählen Sie ergänzend ein oder mehrere Laserhandstücke

Jedes Laserhandstück bietet eine breite Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Allein oder kombiniert sind die Möglichkeiten zur Individualisierung und für Ergebnisse nahezu unbegrenzt. Welche passen am besten zu Ihrer Praxis und den Bedürfnissen Ihrer Patienten?

03

Fügen Sie neue Technologien hinzu, wann immer Sie möchten

Sie können Ihre Plattform jederzeit mit neuen Laserhandstücken erweitern, wenn die Anforderungen Ihrer Praxis wachsen. Das erweitert die Anzahl der klinischen Indikationen, die Sie behandeln können, und maximiert Ihren Return on Investment.





ethereamx®

Die Nr. 1 Wahl führender Fachleute.

ETHEREA-MX® wurde entwickelt, um Performance und Vielseitigkeit in den Praxisalltag zu bringen. Mit bis zu 8 integrierten Technologien in einem intelligenten und kompakten Design kombiniert sie Leistung und Präzision, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen - mit dem besten Return in ihrer Kategorie.



Guidelines Mode

Intelligente Benutzeroberfläche mit automatischen Parameterempfehlungen, abgestimmt auf die klinische Indikation und den Hautphototyp, für präzisere, sichere und konsistente Behandlungen.



GANZJÄHRIGE
BEHANDLUNGEN



8 VERFÜGBARE
TECHNOLOGIEN

+70

BEHANDLUNGS-
INDIKATIONEN



2 JAHRE
GARANTIE



FÜR ALLE
HAUTTYPEN



MEHR ERFAHREN

handpico®



Das weltweit erste Pikosekunden-Laserhandstück.

Pikosekundenlaser (1064 nm Nd:YAG und 532 nm KTP Laser)

- ✦ **Neue globale Entwicklung in der Hautverjüngung:** Stimuliert die Kollagenbildung ohne thermische Schädigung der Hautoberfläche und ist sicher für alle Hauttypen sowie Patienten mit Melasma.
- 🎯 **Überlegene Effizienz bei der Tattoorentfernung:** Entfernt komplexe Tattoos in weniger Behandlungssitzungen.
- ✦ **Fortschrittliche und vielseitige Technologie:** Bietet verschiedene Behandlungsmodalitäten und passt sich an die Bedürfnisse jedes Patienten an.

HAUTVERJÜNGUNG

MELASMA-KONTROLLE

TATTOOENTFERNUNG

PIGMENTIERTE LÄSIONEN

PICOTONING®

prodeep®



Tiefer und exklusiv

Nicht-ablativer fraktionierter Laser (Nd:YAP 1.340 nm)

- ✦ **Größere Wirkungstiefe:** Dringt deutlich tiefer ein als vergleichbare Laser, bei einer neunmal geringeren Wasserabsorption.
- 👑 **Beste Option für Körperbehandlungen:** Da die Hautoberfläche intakt bleibt, minimiert sie die Ausfallzeit und reduziert das Risiko unerwünschter Effekte, einschließlich Hyperpigmentierung, wodurch sie eine ideale Wahl ist.
- ✦ **Erleichterte Anwendung:** Schnellere, sicherere und effektivere Behandlungen mit quadratischen Spotgrößen und einem Adapter für ein integriertes Kühlsystem.

AKNENARBEN

FEINE LINIEN UND FALTEN

NARBEN

HAUTVERJÜNGUNG

dualmode®



Fraktioniertes Resurfacing mit maximal kombiniertem Effekt.

Ablativ und koagulativ fraktioniert (2940 nm Er:YAG Laser)

- 📊 **Kombination ablativer und koagulativer Modi:** DualMode® bietet ein vollständiges Behandlungsspektrum - von tiefem korrektivem Resurfacing bis hin zu sanften Verfahren ohne erforderliche Nachbehandlung oder Ausfallzeit.
- ♀ **Behandlung der Frauengesundheit:** DualMode® ist mit der ATHENA® Technologie für die Behandlung und Pflege der vaginalen Gesundheit und Ästhetik kompatibel.
- 💡 **Laserpeeling in weniger als 5 Minuten abschließen:** Mit einer hohen Wiederholrate bietet DualMode® schnelle Behandlungen und ermöglicht ein Laserpeeling in weniger als 5 Minuten.

FEINE LINIEN UND FALTEN

HAUTVERJÜNGUNG

AKNENARBEN

BEHANDLUNG DES WEIBLICHEN INTIMBEREICHS




Die erste Technologie, die jede Praxis braucht.

Intense Pulsed Light (mehrere Cut-off-Filter, von 400 bis 695 nm)

-  **Umfassende Behandlung:** Mehrere Cut-off-Filter ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Patienten.
-  **Hohe Präzision und Sicherheit:** Verfügt über Saphirkühlung mit hoher Kühlleistung und sorgt so für noch mehr Patientenkomfort und Sicherheit.
-  **Mehr Effizienz:** Kurze Behandlungssitzungen und keine Ausfallzeit, optimal abgestimmt auf den Lebensstil der Patienten.

PIGMENTIERTE LÄSIONEN

HAARENTFERNUNG

OBERFLÄCHLICHE VASKULÄRE LÄSIONEN

AKNE




Das stärkste Q-Switched-Handstück am Markt.

Q-Switched Laser (1064 nm Nd:YAG und 532 nm KTP Laser)

-  **Effektiv bei Tattooentfernung und pigmentierten Läsionen:** Mit 2 Wellenlängen entfernt ACROMA-QS® mehrfarbige Tattoos und pigmentierte Läsionen aller Farbtöne effektiv.
-  **6 Spotgrößen verfügbar:** Passend für jede Indikation und Behandlungsintensität.
-  **Für alle:** Geeignet für jeden Hauttyp und jede Jahreszeit, wodurch mehr Patienten diese Behandlung erhalten können.

LASER TONING

PIGMENTIERTE LÄSIONEN

TATTOOENTFERNUNG

MELASMA-KONTROLLE




Die effektivste und leistungsstärkste Lösung für vaskuläre Läsionen.

Lang- und kurzgepulster Nd:YAG Laser (1064 nm Nd:YAG Laser)

-  **Goldstandard-Technologie:** Durch seine hohe Eindringtiefe gilt er als Goldstandard-Laser in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit bei der Behandlung vaskulärer Läsionen.
-  **Thermisches Peeling:** Behandlung ohne Schmerzen oder Erholungszeit der Haut, zur Verkleinerung von Poren, bei Rosacea oder Poikilodermie.
-  **Haarentfernung für alle Hauttöne:** Gilt als sicherster Laser für die Haarentfernung bei Patienten mit höheren Fitzpatrick-Hauttypen.

VASKULÄRE LÄSIONEN

ROSACEA

TELANGIEKTASIEN

HAARENTFERNUNG

gosmooth®



Die neue Definition des Goldstandards für oberflächliche fraktionierte Hautverjüngung.

Nicht-ablativer fraktionierter Laser (Er:GLASS 1.540 nm)



Keine Schmerzen oder Erholungszeit der Haut: Höhere Therapietreue, da sich die Behandlung leicht in den Alltag der Patienten integrieren lässt.



Für alle: Geeignet für jeden Hauttyp und jede Jahreszeit, wodurch das Profil der Patienten erweitert wird, die diese Behandlung durchführen können.



Mehr Komfort und Sicherheit: Verfügt über einen Adapter für einen integrierten epidermalen Chiller.

FEINE LINIEN UND FALTEN

MELASMA-KONTROLLE

NARBEN

DEHNUNGSSTREIFEN

HAUTVERJÜNGUNG

intenseir®



50W Infrarotlicht für Straffung von Gesicht und Körper.

Hochleistungs-Infrarotlicht (850 bis 1.800 nm)



Keine Schmerzen oder Ausfallzeit: Bietet eine höhere Therapietreue der Patienten.



Für alle: Geeignet für jeden Hauttyp und jede Jahreszeit, wodurch das Profil der Patienten erweitert wird, die diese Behandlung erhalten können.



Mehr Komfort und Sicherheit: Das Kontaktkühlsystem des integrierten Saphirkristalls bietet 5 Intensitätsstufen.

HAUTSTRAFFUNG FÜR GESICHT UND KÖRPER



Nachgewiesene Effizienz

Entdecken Sie die klinische Evidenz hinter unseren Technologien.



Für Praxen, die ihr Portfolio erweitern möchten, ist ZYE® die Komplettlösung.

+100
BEHANDLUNGS-
INDIKATIONEN



13 VERFÜGBARE
TECHNOLOGIEN



SICHER UND EINFACH
ZU BEDIENEN



2 JAHRE
GARANTIE



GANZJÄHRIGE
BEHANDLUNGEN



FÜR ALLE
HAUTTYPEN



zyealx®

**Goldstandard-Laserplattform für
Haarentfernung, mit interner Alexandrit-Kavität
bei 755 nm.**

Der Alexandrit-Laser ist sehr vielseitig, zielt auf
Haarentfernung und vaskuläre Läsionen ab und
umfasst den exklusiven DYNAMICS® Mode zur
gezielten Entfernung von Läsionen.



zyeeyag®

**Hochgradig vielseitige Laserplattform, mit
interner Nd:YAG-Kavität bei 1.064 nm**

Leistungsstarke und vielseitige Plattform mit
einer Nd:YAG-Kavität, mit fast 20 verfügbaren
Spotgrößen und 3 verschiedenen Betriebsmodi für
multiple Indikationen.



5-15/LT

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebspartner.

Präzise Temperaturkontrolle in Echtzeit, mit mehr Sicherheit und Komfort während der Behandlung.

ZYE® YAG

Tiefe oder oberflächliche Behandlungen: Mit 2 verfügbaren Modi ermöglicht das 5-15/LT® sowohl oberflächliche Behandlungen bei Rosacea als auch tiefere Behandlungen wie Laser Tightening.

Keine Schmerzen oder Erholungszeit der Haut: Höhere Therapietreue, da sich die Behandlung leicht in den Alltag der Patienten integrieren lässt.

Für alle: Geeignet für alle Hauttypen der Patienten zu jeder Jahreszeit, wodurch das Profil der Patienten erweitert wird, die diese Behandlung durchführen können.

SKIN TONING

HAUTVERJÜNGUNG

ROSACEA



3-24/HR

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebspartner.

Das robusteste und vielseitigste Laserhandstück von ZYE®, ideal für Praxen mit höherem Behandlungsvolumen.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

Vielfalt an Behandlungen: Mit 11 verfügbaren Plug-and-play-Spotgrößen ermöglicht das 3-24/HR® Behandlungen von Haarentfernung, pigmentierten Läsionen und vaskulären Läsionen im Gesicht und am Körper bis hin zu Hautverjüngung und Rosacea.

Schnelle Behandlungen: Mehr Effizienz bei der Behandlung mit Spotgrößen bis zu 24 mm.

Mehr Komfort und Sicherheit: Mit einem Hands-free-Adapter, der die gleichzeitige Nutzung des 3-24/HR® gekoppelt an einen epidermalen Chiller ermöglicht.

HAARENTFERNUNG

HAUTVERJÜNGUNG

PIGMENTIERTE LÄSIONEN

Komfort der Saphir-Kontaktkühlung mit praktischem Spotgrößenwechsel, ideal für pigmentierte und vaskuläre Läsionen.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

 **Erhöhter Komfort:** Cool-&-Clear® Saphirfenster, das eine sofortige Kühlung und eine erleichterte Sichtbarkeit des Behandlungsareals gewährleistet.

 **Schnellere und homogenere Behandlungen:** Direktes Spotgrößen-Wechselsystem im Handstück mit ZYE TELESCOPE®.

 **Sicher und effizient:** Flat-frame® optische Technologie mit hochgradig homogenem und sicherem Top-Hat-Strahl.



Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebspartner.

PIGMENTIERTE LÄSIONEN

VASKULÄRE LÄSIONEN

HAUTVERJÜNGUNG

Effizienz und Komfort bei der Haarentfernung.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

 **Erhöhter Komfort:** Cool-&-Clear® Saphirfenster, das eine sofortige Kühlung und eine erleichterte Sichtbarkeit des Behandlungsareals gewährleistet.

 **Schnellere und homogenere Behandlungen:** Mit direktem Spotwechselsystem im Handstück ZYE TELESCOPE® und quadratischen Spots bis zu 18 mm.

 **Sicher und effizient:** Flat-frame® optische Technologie mit hochgradig homogenem und sicherem Top-Hat-Strahl.



Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebspartner.

HAARENTFERNUNG

HAUTVERJÜNGUNG



Intuitive Benutzeroberfläche

Mehr Praxisnähe mit
geführter Parametrisierung
im **Guidelines Mode**.



Individualisierte Behandlungen

Sie erhöhen Patientensicherheit
und Zufriedenheit.



Vollständige Integration mit ETHEREA-MX® Laserhandstücken

Jedes Laserhandstück bietet eine breite
Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten.

Exklusive Funktionen für ZYE®:

IPL-Sq®:

- DYNAMICS® Mode mit einer Wiederholrate von bis zu 3 Hz für In-motion-Behandlungen in großflächigen Arealen und bei verschiedenen Läsionstypen;

LongPulse®:

- Höhere Fluenz in 3 und 6 mm Spots im DYNAMICS® Mode: bis zu 45 J/cm².



Entdecken Sie die
klinische Evidenz hinter
unseren Technologien.

athena®

Exklusives Zubehör von DualMode®
(Er:YAG 2.940 nm)

Laser für die weibliche Intimgesundheit

Ästhetische Behandlung von Pigmentstörungen im weiblichen Intimbereich, einschließlich Schamhügel (Mons pubis), äußere Schamlippen (Labia majora) und innere Schamlippen (Labia minora).



- ✓ **Sicherheit und minimaler Komfortverlust:** InLift® nutzt Smooth Pulse - eine Sequenz aus 8 Impulsen über insgesamt 400 ms. Der Pulszug verstärkt den koagulativen Effekt und reduziert die Ablationswirkung - für eine komfortablere und sicherere Behandlung.
- ✓ Der 2.940 nm Er:YAG-Laser ist in der wissenschaftlichen Literatur umfassend referenziert und gilt als der sicherste für den weiblichen Intimbereich.
- ✓ Entwickelt zur Förderung der Straffung des weiblichen Intimbereichs durch Stimulation der Neokollagenese (Kollagen-Remodelling) mittels laserinduzierter dermaler Erwärmung, was zu einer Hautstraffung führt.

PERFEKT FÜR DIE WEIBLICHE INTIMÄSTHETIK:



Straffung des
weiblichen Intimbereichs



Pigmentstörungen des
weiblichen Intimbereichs

Notizen

Ihre Gedanken, Fragen und nächste Schritte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Das Laserwissen, das Sie brauchen

Die größte Galerie an Laservideos - mit kostenfreien, didaktischen und exklusiven Inhalten zu unseren Technologien. Das Laserwissen, das Sie brauchen, um Ihre klinischen Behandlungsansätze zu perfektionieren und Zeit, Umsatz sowie Patientenzufriedenheit zu optimieren.



vydencelaseracademy.com



VYDENCE® Brazil

Rua Aldo Germano Klein, 359. CEAT
13573-470 São Carlos, SP. Brasil
+55 (016) 3306-5050

Training Center

Av. Fagundes Filho, 486 SL. 93
São Judas 04304-000 São Paulo - SP
+55 (011) 5585-7703

USA Office

8411 Laurel Fair Circle, Suite 100
Tampa, FL 33610 – USA
1-800-VYDENCE

Frankfurt Training Center

Hochstraße 52, 60313 Frankfurt
am Main - Germany

Im Vertrieb der



LaserPoint International GmbH

Hinter der Heeg 8
56462 Höhn
Germany
+49 2596 9722-0
info@laserpoint.ag
www.laserpoint.ag

@vydenceeurope



VYDENCE.COM